


■ Optifit 吸头

最好的吸头—Sartorius 的高级移液器吸头

Sartorius 向您提供精确的移液器吸头，与所有 Sartorius 和大多数其他品牌移液器一起使用都有极好的可重复性和准确度。所有吸头和槽都可高温高压消毒。可供您选择的规格有：单层盒装、无菌单层盒装、补充装和散装的吸头。Sartorius 所有的吸头都在洁净室制造，生产过程遵循药品生产管理规范 (GMP)。

环保的材料
和生产过程



□ Optifit 吸头，不含滤芯

Optifit 吸头由高级纯聚丙烯制成。吸头有以下包装：可高温高压的 (121°C；20 分钟；1bar) 单层盒装，(已证明不含 RNase、DNase 和不含内毒素) 节省空间的补充装、散装和预消毒的单层盒装。

□ FlexiBulk 大盒装

紧凑型 FlexiBulk 盒节省宝贵空间

FlexiBulk 大盒装内吸头摆放整齐，占用空间大约比吸头随意摆放的散装吸头纸箱小 40%。因此，FlexiBulk 为您的工作台提供更多空间。


智能型 FlexiBulk 盒装理念节省时间和精力

有序的 FlexiBulk 大盒装使取用吸头更方便。您可以每次拿取单个吸头，将其安装至移液器，或者抓起一把吸头装入吸头支架。

因此，与将吸头从散乱包装的袋中安插至支架上相比，FlexiBulk 盒装可以为您节省 20% 的时间。

使污染风险最小化

FlexiBulk 大盒装经过认证，不含 RNase、DNase 和内毒素。当您的应用需避免污染时，认证纯度就能带来便利。吸头在无尘室条件下制造和包装，采用全自动制造流程，有效地减少了污染。



Optifit 吸头订购信息

吸头标识 ID	量程	长度	包装方式	不含 RNase, 预灭菌 DNase 内毒素	数量/单位	产品编号
● A	0.1 - 10 µl	31.5 mm	单层盒装	•	10 x 96	790010
			无菌单层盒装	•	10 x 96	790011
			补充塔	•	10 x 96	790012
			成对补充装	•	20 x 96	790013
			散装	•	1000	790014
● B	0.1 - 10 µl	46 mm	单层盒装	•	10 x 96	783210
			无菌单层盒装	•	10 x 96	783211
● C	0.5 - 200 µl	51 mm	单层盒装	•	10 x 96	790200
			无菌单层盒装	•	10 x 96	790201
			补充塔	•	10 x 96	790202
			成对补充装	•	15 x 96	790203
			大盒装	•	960	LH-B790204
● D	5 - 350 µl	54 mm	单层盒装	•	10 x 96	790350
			无菌单层盒装	•	10 x 96	790351
			补充塔	•	10 x 96	790352
			成对补充装	•	15 x 96	790353
			大盒装	•	960	LH-B790354
● E	10 - 1000 µl	71.5 mm	单层盒装	•	10 x 96	791000
			无菌单层盒装	•	10 x 96	791001
			成对补充装	•	10 x 96	791002
			成对补充装	•	10 x 96	791003
			大盒装	•	480	LH-B791004
● G	10 - 1000 µl 大孔径吸头	68.5 mm	单层盒装	•	10 x 96	791020
			无菌单层盒装	•	10 x 96	791021
			大盒装	•	480	LH-B791024
● H	50 - 1200 µl	71.5 mm	单层盒装	•	10 x 96	791200
			无菌单层盒装	•	10 x 96	791201
			成对补充装	•	10 x 96	791202
			成对补充装	•	10 x 96	791203
			大盒装	•	480	LH-B791204
● Z	50 - 1200 µl 延长型	90 mm	单层盒装	•	10 x 96	791210
			无菌单层盒装	•	10 x 96	791211
			成对补充装	•	10 x 96	791212
			成对补充装	•	10 x 96	791213
			大盒装	•	480	LH-B791204
● J	100 - 5000 µl	150 mm	单层盒装	•	50	780304
			无菌单层盒装	•	50	780305
			散装	•	100	780300
			大包装散装	•	1000	780308
			大盒装	•	1000	780308
K	0.5 - 10 ml	242 mm	散装		100	780310
● U	1 - 10 ml	155 mm	散装		250	LH-780316



单层盒装



多层补充装



单层补充装



FlexiBulk 大盒装



散装